




Planche de transfert Beasy Glyder™ - Idéale Fauteuils Roulants

Réf : 081288331



Description du produit

Idéal pour les transferts de la personne depuis un fauteuil roulant.

Avec sa forme incurvée, ce modèle Beasy Glyder™ est idéal pour les personnes en fauteuils roulants. Il n'est pas nécessaire d'avoir des accourdoirs relevables. **Sa forme incurvée** lui permet de s'adapter à tous les types de fauteuils.

La planche de transfert Beasy est d'une qualité haut de gamme, unique en son genre avec son **disque pivotant à 360°** naviguant d'une extrémité à l'autre.

Trop souvent, nous appréhendons le déplacement d'une personne à faible mobilité. Cette solution vous enlève tout

ce stress et rend très facile le transfert des personnes à faible mobilité.

- Il n'est plus nécessaire de lever la personne. Il suffit simplement de glisser l'extrémité de la planche avec le disque sous l'utilisateur
- Les transferts s'effectuent sans utiliser de force
- Réduit considérablement le risque de blessure de l'aidant ou de la personne à transférer
- S'utilise même avec des fauteuils ou des chaises ayant des accoudoirs fixes non-relevables
- Elle peut être utilisée en totale autonomie par la personne en perte de mobilité
- Le disque est pivotant à 360° et coulisse tout le long du rail de la planche de transfert

La gamme beasy de planche de transfert Performance Health est équipée d'un disque coulissant allant d'une extrémité à l'autre de la planche. Innovante, design et d'une **conception de très haute qualité**, l'outil vous permet de transférer très facilement une personne d'un endroit à un autre.

Les draps de glisses ne seront plus d'aucune utilité. La planche de transfert Beasy permet d'avoir un support très solide, mais également un disque coulissant en guise de drap de glisse pour déplacer une personne de bout en bout de la planche sans aucun effort.

Apporte **une grande sécurité** dans ces manœuvres délicates que l'on rencontre au quotidien.

Caractéristiques :

- Spécialement adaptée pour les transferts depuis un fauteuil roulant avec accoudoirs fixes, ou lorsque la roue du fauteuil est un obstacle
- Forme incurvée
- Le disque de transfert pivote sur 360° et permet une translation sur la totalité de la longueur de la planche
- Préviens les frictions et le cisaillement
- Facilite le transfert
- Conception très résistante

Spécificités techniques

EAN	5028318367962
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Dim. planche (L x l x ép)	81 x 24 x 2cm (ép. sans le disque) - 3.5cm (ép. avec le disque)
Siège (ø x ép)	25 x 1,5cm
Poids	2,2kg
Poids maximum	180kg
Top vente	Oui