



Siège de douche mural avec dossier et accoudoirs

Réf : 091076751

Description du produit

Ce siège de douche aux dimensions larges comprend un support dorsal confortable incliné à dix degrés pour un soutien et un confort accrus. Les accoudoirs rabattables sont recouverts de mousse de polyuréthane et dotés de poignées moulées procurant confort et sécurité. Pour encore plus de confort, l'angle des bras peut être ajusté de cinq degrés de chaque côté.

La structure et les pieds de ce siège de douche mural sont en acier inoxydable, ce qui en fait un équipement durable et sans rouille. Le siège peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé et les accoudoirs également pour permettre le transfert latéral. Deux paires de pieds sont fournies, ce qui permet de régler la hauteur du siège entre 390 et 640 mm. La version rembourrée comprend des coussinets amovibles pour le siège et le dos en mousse de polyuréthane qui n'absorbe pas l'eau, même coupés ou endommagés

Caractéristiques de ce siège de douche mural :

- Robuste
- Dossier confortable incliné de 10°
- Accoudoirs moulés rabattables. Ajustables de 0° à 5°
- Cadre et pieds en acier
- Siège relevable
- Pieds ajustables en hauteur

Spécificités techniques

EAN

5028318377824

TVA	20 %
Modèle	Standard
Dim. (L x l) Siège	58 x 57,5cm
Haut. mini - maxi Siège	39 - 64cm
Dist. entre accoudoirs	48cm
Dist. depuis mur replié	24,5cm
Poids	12,7kg
Poids maximum	255kg