

Tabouret de douche Sherwood Plus XXL Homecraft

Réf : 081345198

Marque : Homecraft



Description du produit

Ces tabourets de douche extra larges sont parfaits pour les utilisateurs à la carrure plus importante et disposent de sièges en mousse recouverts de vinyle généreusement rembourrés pour plus de confort.

Caractéristiques de ces tabourets de douche :

- Robuste
- Extra large
- Assise très confortable, rembourrée de mousse recouverte de vinyle
- Cadre en acier
- Disponible en cinq versions
- Dossier réglable en profondeur (selon version)
- Les cadres des tabourets perchés ont une assise légèrement inclinée vers l'avant de 5,1cm

Spécificités techniques

EAN

5028318884223

TVA	20 %
Désign.	Tabouret perché avec accoudoirs et dossier rembourré
Empreinte au sol (au plus haut)	77 x 66 cm
Prof. Siège	32,4 cm
Haut. mini - maxi	55,9 à 73,7 cm
Larg. entre accoudoirs	61 cm
Larg. Siège	52,1 cm
Poids	11 kg
Poids maximum	255 kg