



## Chaise percée renforcée

Réf : 091437821

### Description du produit

Cette chaise percée robuste est livrée avec un dossier antibactérien, un siège à ouverture moulée à clipser et un seau ovale.

#### Caractéristiques de cette chaise percée :

- Très robuste
- Revêtement anti-bactérien
- Assise rembourée à clipser
- Livrée avec seau oval

### Spécificités techniques

EAN	5028319057251
TVA	20 %
Dim. (L x l)	Siège 60,5 x 43cm
Haut. mini - maxi Siège	46 - 61cm
Dist. entre accoudoirs	60,5cm
Dist. Assise - Accoudoir	18cm
Dist. Assise - Haut du dossier	42cm

Ouverture (L x l)	25 x 28cm
Dim. Totales (L x l)	62 x 54cm
Poids maximum	280kg