



## Siège de bain pivotant Swivel Bather™

Réf : 091073162

### Description du produit

Ce siège de bain se compose de deux parties, une base fixe fixée à la baignoire et un siège de bain rotatif pouvant être verrouillé dans quatre positions. Il permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement dans le siège et de faire légèrement basculer ses jambes afin qu'il soit assis au-dessus de la baignoire. Ce siège de bain améliore la sécurité et la confiance par rapport aux planches de bain. Les perforations dans le siège permettent un écoulement de l'eau rapide.

#### Caractéristiques de ce siège de bain pivotant :

- Siège en plastique perforé monté sur un solide cadre en acier
- 4 positions de rotation du siège
- 2 accoudoirs
- Assise confortable

### Spécificités techniques

EAN	5028318002818
TVA	20 %
Larg. Int. baignoire	53,5 - 63,5cm
Dist. entre accoudoirs	48,5cm

Dim. (L x l) Siège	44,5 x 40,5cm
Couleur	Blanc
Haut. Dossier	35,5cm
Poids	6,4kg
Poids maximum	127kg