

Pied à perfusion Days

Réf : 091439017

Marque : Days



Description du produit

Pied à perfusion haut de gamme avec un centre de gravité bas et un poids maximal supporté de 10 kg. La hauteur peut être ajustée de 1170 à 2030 mm pour s'adapter à différents utilisateurs et environnements.

Caractéristiques :

- Centre de gravité bas
- Hauteur réglable
- Base pivotante cinq roulettes antistatiques
- En aluminium inoxydable
- Roulettes antistatiques et maniables

Spécificités techniques

EAN	5028319129811
TVA	20 %
Haut. D'ajustement	1m17 à 2m03
Poids maximum	10kg