



Kit pédiatrique Oval-8®

Réf : 091020239



Description du produit

- Orthèses de doigt solides en plastique transparent moulé de 1,6mm
- Stabilisent et alignent l'articulation de l'IPP et de l'IPD afin d'améliorer la fonction de la main
- Il est possible d'utiliser 2 orthèses Oval-8 pour le repos et le contrôle en immobilisant l'IPP ou l'IPD
- Chaque orthèse Oval-8 complète tournée à 180° et additionnée d'une demi taille s'adapte aux fluctuations de l'œdème et à la température qui peut affecter la taille du doigt
- La taille est déterminée en utilisant le guide de tailles

- Peuvent être modifiées en chauffant avec un pistolet à air chaud

Indications : corrigent la déviation latérale, la déformation du col de cygne, le syndrome de la boutonnière, la blessure maillet du doigt

Spécificités techniques

EAN	5028318416066
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------