



## Siège de bain suspendu Days

Réf : 091477744

Marque : Days



### Description du produit

Ce siège de bain suspendu de notre marque Days permet de surélever la position assise de l'utilisateur dans la baignoire et de faciliter l'entrée ou la sortie du bain. Ce type d'équipement s'utilise très souvent en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant pour une sécurité et un confort optimal.

#### Caractéristiques de ce siège de bain :

- Siège perforé en plastique monté sur un cadre en aluminium
- Découpe frontale à l'avant du siège
- Livré en kit à monter soi-même
- Cadre ajustable en largeur

### Spécificités techniques

EAN	5028319168704
TVA	20 %
Larg. Ajustement	60 - 72cm

Dim. (L x l) Siège	40 x 40cm
Ouverture (L x l)	12 x 15cm
Poids	3kg
Poids maximum	130kg