



WC chimiques Porta Potti 165

Réf : 091081397

Description du produit

Ces WC chimiques sont en plastique moulé et possèdent un réservoir scellable. Ils sont légers à transporter, hygiéniques à utiliser, faciles à nettoyer et pratiques à ranger. Le pot se scinde en deux parties, la partie inférieure est le réservoir de stockage et la partie supérieure est la cuvette avec système de chasse.

Caractéristiques de ces WC chimiques :

- Légers
- Hygiéniques
- Faciles à nettoyer
- Pratiques à ranger
- L'ensemble est constitué en 2 parties : la partie inférieure (réservoir) ; la partie supérieure (cuvette avec système de rinçage, siège en plastique et couvercle)
- [Germicide Aqua Kem](#) en option (Ref. 091082080)
- Capacité du réservoir 21 litres
- [Cadre de toilettes pour Porta Potti 165](#) à commander séparément (réf. 091081421)

Spécificités techniques

EAN	5028318012121
TVA	20 %
Haut.	41,4cm

Larg.	37,9cm
Prof.	41,9cm
Poids	4,1kg
Poids maximum	120kg