



## Fauteuil de transfert Express 46 cm Days

Réf : 091186626

Marque : Days

### Description du produit

Les fauteuils de transfert Express ont pour particularité d'être polyvalents et faciles à utiliser. Le cadre est en aluminium de grande qualité, robuste et léger, et se démonte facilement sans aucun outil.

Les pièces détachées sont disponibles sur demande.

#### Caractéristiques de ce fauteuil de transfert :

- Usage intérieur et extérieur
- Cadre léger en aluminium, facilement repliable
- Accoudoirs fixes
- Ceinture incluse
- Un design fin qui lui permet d'aller dans de petits espaces
- 2 largeurs d'assise
- Assise rembourrée
- Pneus anti-crevaison pour une maintenance quasi nulle
- Dossier cassant
- 1 an de garantie, 2 ans de garantie sur le cadre

### Spécificités techniques

EAN 5028318917624

TVA 5.5 %

LPPR	Code générique: 4252810 (356.94 € TTC), Code individuel: 9277306 (356.94 € TTC)
Couleur	Argent
Modèle	Argent - 46 cm
Haut. Siège	50 cm (avant) ; 47,5 cm (arrière)
Larg. Siège	46 cm
Prof. Siège	41 cm
Inclinaison	3,5° (siège)
Haut. Dossier	41 cm
Repose-pieds	38 - 48 cm (5 hauteurs d'ajustement)
Haut. Accoudoir	23 cm
Poids	10,2 kg
Poids maximum	115 kg