



Fauteuil de transfert Express 46 cm Days

Réf : 091555515

Marque : Days

Description du produit

Les fauteuils de transfert Express ont pour particularité d'être polyvalents et faciles à utiliser. Le cadre est en aluminium de grande qualité, robuste et léger, et se démonte facilement sans aucun outil.

Les pièces détachées sont disponibles sur demande.

Caractéristiques de ce fauteuil de transfert :

- Usage intérieur et extérieur
- Cadre léger en aluminium, facilement repliable
- Accoudoirs fixes
- Ceinture incluse
- Un design fin qui lui permet d'aller dans de petits espaces
- 2 largeurs d'assise
- Assise rembourrée
- Pneus anti-crevaison pour une maintenance quasi nulle
- Dossier cassant
- 1 an de garantie, 2 ans de garantie sur le cadre

Spécificités techniques

EAN	5028319230524
-----	---------------

TVA	5.5 %
-----	-------

LPPR	Code générique: 4252810 (356.94 € TTC), Code individuel: 9277306 (356.94 € TTC)
Couleur	Bleu turquoise
Modèle	Bleu turquoise - 46 cm
Haut. Siège	51 cm (avant) ; 48,5 cm (arrière)
Larg. Siège	46 cm
Prof. Siège	39.5 cm
Haut. Dossier	40 cm
Repose-pieds	44 - 54 cm
Haut. Accoudoir	22 cm
Poids	10,2 kg