



Electrodes rondes Metron®

Réf : 081591254

Marque : Metron

Description du produit

Caractéristiques des électrodes Metron® Ø 5cm:

- Auto-adhésives
- Hydrogel qui s'adapte parfaitement au corps
- Gel doux sur la peau même après de multiples applications
- Le film conducteur en carbone distribue le courant de façon uniforme
- Couche supérieure souple en tissu pour une variété d'application
- Connecteur femelle moulé qui offre une connexion fiable au fil
- Fil tressé hautement conducteur

Formats d'électrodes également disponibles :

- [Electrodes Carrés 5 x 5 cm](#)
- [Electrodes Rectangulaires 5 x 9 cm](#)
- [Electrodes Rondes Ø 7cm](#)

Spécificités techniques

EAN	5028319202132
TVA	20 %
LPPR	Code générique: 1134240 (5.18 € TTC), Code individuel:

6183071 (5.18 € TTC)

Condit.

Paquet de 4

Ø

5 cm

Sans latex

Oui

Top vente

Oui