



Chaise percée en bois Homecraft

Réf : 091156645

Marque : Homecraft



Description du produit

Cette chaise percée en bois Homecraft élégante est livrée avec son seau et sa poignée de transport inclus. L'un des avantages de cette chaise percée en bois est de pouvoir se fondre dans tous les décors et devenir très discrète. Elle passera alors pour un fauteuil classique de qualité lorsque vous recouvrirez l'ouverture avec son coussin.

Sa conception en plastique moulé épouse la forme du corps avec un design soigné qui s'assortira avec de nombreux autres meubles. Ceci est idéal pour les personnes qui souffrent d'incontinence ou de mobilité.

Caractéristiques de cette chaise percée en bois :

- Fauteuil type garde-robe élégant et discret
- Fabriqué avec des matériaux traditionnels
- Structure en bois et fibre tissée
- Coussin amovible en vinyle imperméable et lavable
- Grandes accoudoirs facilitant l'accès et le relevage
- Seau avec couvercle et poignée de transport inclus
- Forme ergonomique pour un grand confort
- Un seau supplémentaire est disponible en option (référence : 091158633)

Spécificités techniques

EAN	5028318884193
TVA	20 %
LPPR	Code générique: 1243302 (102.62 € TTC), Code individuel: 6284464 (102.62 € TTC)
Dist. entre accoudoirs	52cm
Dim. (L x l) Siège	43,5 x 43,5cm
Haut. Siège	46cm
Haut. Totale	77cm
Larg. Base	56cm
Poids	7kg
Poids maximum	160kg
Top vente	Oui