

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Sièges de bain](#)



## Siège de bain suspendu avec dossier Days

Réf : 091356062

Marque : Days

### Description du produit

Ce siège de bain en aluminium possède un siège en plastique avec une découpe en forme de fer à cheval pour le nettoyage intime et de petits trous pour le drainage de l'eau.

Ce siège de bain surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée et la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant.

#### Caractéristiques de ce siège de bain :

- Cadre en aluminium avec siège en plastique
- Cadre ajustable en largeur
- Siège perforé en plastique monté sur un cadre en aluminium
- Livré en kit à monter soi-même

### Spécificités techniques

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN              | 5028319083885 |
| TVA              | 20 %          |
| Larg. Ajustement | 60 - 72cm     |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Haut. Siège - Accoudoir | 16 cm     |
| Dossier (l x h)         | 47 x 15cm |
| Dim. (L x l) Siège      | 40 x 40cm |
| Haut. Totale            | 36cm      |
| Ouverture (L x l)       | 12 x 15cm |
| Poids                   | 3kg       |
| Poids maximum           | 130kg     |