

[Aides à la mobilité](#) > [Cannes, béquilles et accessoires](#) > [Cannes](#)

Canne tripode - Days

Réf : 091325539

Marque : Days



Description du produit

- Très grande stabilité
- Base en acier chromé
- Col de cygne en aluminium
- Poignée moulée confortable
- Hauteur ajustable
- Disponible avec base large et base étroite

Spécificités techniques

EAN	5028319036966
TVA	10 %
LPPR	Code générique: 1200764 (12.65 € TTC), Code individuel: 6284205 (12.65 € TTC)
Modèle	Base large
Haut.	74cm - 1m
Empreinte au sol	35 x 28 x 28 cm
Poids	1kg

Poids maximum	125kg
Top vente	Oui