



Chaise percée pédiatrique basse

Réf : 091204874

Description du produit

Cette chaise percée pédiatrique est réglable en hauteur, elle procure une sensation de sécurité accrue à mesure que l'enfant se rapproche du sol.

Caractéristiques de cette chaise percée :

- Autoclavable à 85°C maximum pendant 3 minutes
- **Inclus** : un seau amovible et un harnais

Spécificités techniques

EAN	5028318935864
TVA	20 %
LPPR	Code générique: 1243302 (102.62 € TTC), Code individuel: 6284464 (102.62 € TTC)
Taille	Small
Haut. mini - maxi Siège	19,5 à 28 cm
Larg. Siège	20 cm
Prof. Siège	22 cm

Ouverture (L x l)	16 x 12 cm
Poids	2 kg