

# Tabouret de douche XXL Homecraft

Réf : 081124924

Marque : Homecraft



## Description du produit

Ce tabouret de douche XXL à usage intensif a un poids maximal de 300 kg. Les poignées robustes sont plus hautes que les tabourets de douche standard et offrent un soutien et une sécurité supplémentaires à l'utilisateur.

### Caractéristiques de ce tabouret de douche XXL :

- Poignées hautes
- Assise perforée en plastique moulée. Facilite l'évacuation de l'eau
- Cadre en acier réglable en hauteur

## Spécificités techniques

EAN	5028318397778
TVA	20 %
Haut. mini - maxi Siège	47 à 61cm

Larg. Siège	62,2cm
Profondeur d'assise	40,6cm
Poids	9kg
Poids maximum	300kg