

Rollator pédiatrique Trekker

Réf : 091421908



Description du produit

- Aide au développement du sens de l'équilibre chez l'enfant
- Deux tailles au choix
- Permet une utilisation dans les deux sens de marche : en position antérieure (utilisation classique du type cadre de marche) ou postérieure (déambulateur inversé)
- Ajustable en hauteur par pas de 2,5cm
- Roulettes multidirectionnelles avec vitesse de rotation réglable, freins et verrouillage
- Les accessoires se montent sans outils sur le cadre et peuvent être enlevés ou ajoutés selon les capacités ou les besoins de l'enfant
- Les rollators taille Small and Medium sont pliables
- **Accessoires à commander séparément :**
 - Plateformes d'avant-bras Large (ref. 091421932)
 - Poignées de saisie (ref. 091421940)
 - Sangles de cheville Medium (ref. 091421965) et Large (ref.091421973)
 - Positionneur de hanches et rembourrage Large (ref. 091421999)
 - Support de tronc Medium (ref. 091422013) et Large (ref. 091422021)
 - Sangles de cuisse Large (ref. 091422047)

Spécificités techniques

EAN	5028319042875
-----	---------------

TVA	10 %
-----	------

Taille	Large
Prof.	96,5cm
Haut.	71,1cm à 96,5cm
Larg.	69,9cm
Poids	1,6kg
Poids maximum	90kg