

## Air pad Kettler®



Réf : KE7351-400

Marque :

### Description du produit

Le coussin d'air est parfaitement adapté pour développer sa force et son l'équilibre. S'entraîner sur cette surface en mouvement apporte une nouvelle stimulation de votre système musculaire et amène des défis qui vont vous apporter rapidement des effets positifs. Vendu avec la pompe à main.

### Spécificités techniques

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 4001397410096 |
| TVA           | 20 %          |
| Dim.          | ? 33 cm       |
| Poids maximum | 100 kg        |