



Goniomètre Numérique JAMAR PLUS

Réf : 081660133

Marque : Jamar

Description du produit

Ce goniomètre numérique Jamar Plus est idéal pour rapporter facilement et de manière très précise une mesure au dixième de degré près.

Caractéristiques du goniomètre numérique Jamar Plus :

- La valeur numérique affichée peut être retournée par une simple pression du bouton à coté du cadran. Cela vous évite des manipulations difficiles.
- Le bouton "zéro" permet de remettre les valeurs du goniomètre à zéro. Ainsi, vous pouvez prendre votre mesure quelque soit la position de départ. Cela évite également de soustraire les différentes valeurs entre elles.
- Le bouton "hold" permet de bloquer les résultats.
- Ce goniomètre s'éteint de lui même
- Le cadran numérique fait 11 x 25 mm
- La batterie est incluse
- Disponible en 2 diamètres
- Garantie 1 an

Spécificités techniques

EAN 5028319230906

TVA 20 %

Ø

20 cm