

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Tabourets de douche](#)



Chaise de douche large Pacific

Réf : 091561125

Marque : Homecraft

Description du produit

Offrant une plus grande plate-forme avec le choix ou non d'un dossier, le tabouret de douche Pacific offre un confort et un soutien supplémentaires. Le siège est en polypropylène avec une surface antidérapante, offrant durabilité, résistance et chaleur.

Caractéristiques de ce tabouret de douche :

- Réglable en hauteur
- Avec ou sans dossier
- Surface anti-dérapante qui offre durabilité, force et chaleur
- En polypropylène

Découvrez également le [tabouret de douche Pacific](#)

Spécificités techniques

EAN	5028319235710
TVA	20 %
Désign.	Chaise de douche large Pacific
Haut. mini-maxi	39 - 54 cm
Haut. Dossier	26 cm
Siège (L x l)	50 x 30 cm

Poids	2,29 kg
Poids maximum	150 kg