

Urinal avec valve antifuite

Réf : 091558733

Marque : Homecraft



Description du produit

Cet urinal pour homme gradué est simple à utiliser et comporte un capuchon clipsable pour prévenir les fuites et les déversements tout en réduisant les odeurs désagréables et le risque d'infections. Cet urinal homme possède une poignée facile à manipuler particulièrement adaptée aux personnes ayant des mouvements de main limités.

Caractéristiques de cet urinal homme :

- Plastique polypropylène transparent
- Avec couvercle anti-renversement et poignée de transport
- Capacité d'1 litre
- Poignée creuse pour de meilleurs résultats de nettoyage
- Température maximum de lavage : 85°C

Spécificités techniques

EAN	5028319233600
TVA	20 %
Désign.	Urinal avec valve antifuite

Capacité

1 L