



Bavoir adulte néoprène étanche bleu Medium

Réf : 091158179

Description du produit

Bavoir pour adulte avec épaulettes et poche réceptacle. Ce modèle est un bavoir imperméable grâce au néoprène, matière étanche et résistante aux tâches.

Caractéristiques de ce bavoir pour adulte :

- Long pour une protection maximale
- Entretien facile
- Etanche
- Système d'attache rapide par bandes auto agrippantes
- Trois tailles et deux coloris au choix

Spécificités techniques

EAN	5028318885732
TVA	20 %
Modèle	Bleu - 56 x 38 cm
Couleur	Bleu
Dim (L x l)	56 x 38 cm