

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Fournitures pour repas](#) > [Assiettes et accessoires](#)



Tasse - Jaune

Réf : 091542315

Description du produit

Ce set de repas est conçu pour les personnes ayant une déficience visuelle et/ou cognitive.

Caractéristiques :

- Matériau melamine
- Lavable au lave vaisselle
- Rebord large pour une meilleure prise en main
- Superposable
- Disponible en 3 coloris (bleu, ivoire et jaune)

Spécificités techniques

TVA	20 %
Désign.	Tasse - Jaune
Couleur	Jaune