



Botte CryoPress

Réf : BCRYOPRESS

Description du produit

Le CryoPress a remporté le premier prix Réduca Innov' 2017 !

Easy air innove dans l'utilisation de sa cryothérapie [Easy Air Force](#) : en créant une nouvelle gamme d'accessoires souples réfrigérés Cryopress dédiée au [Easy Air Force](#) couplant l'usage du froid intense et de la compression. Le manchon pour le bras ou de la botte (ou la paire de bottes) souple réfrigérés se branchent simplement sur l'embout de l'[Easy Air Force](#).

Il suffit ensuite de sélectionner le protocole mémorisable et de lancer votre traitement. (non compatible avec [Easy Air One](#))

Caractéristiques :

- Micro-perforée avec compression réglable et maintien de l'accessoire
- 10 à 30 minutes de soin en fonction des indications
- Protocoles mémorisables pour le [Easy Air Force](#)

Idéal dans les pathologies suivantes :

- Pathologies inflammatoires du systèmes musculosquelletique
- Idéal suite aux opérations des ligaments croisés et prothèses du genou
- Tendinopathie du genou et de la cheville
- Entorses
- Douleurs rhumatismales
- Cicatrisations
- Périostites
- Lésions myoaponévrotique
- Récupération musculaire

- Traitement jambes lourdes et cellulite
- Traitement des gros bras après cancer du sein (avec le manchon)

Spécificités techniques

TVA

20 %
