



Protection de barrière de lit Polyuréthane - Ubio

Réf : UB703103

Marque : Ubio

Description du produit

Protection de barrière de lit rembourrée qui protège le patient d'éventuels coups contre les barres.

Protections pour barrière de lit disponibles en deux matières :

- Polyuréthane (60 % polyester, 40 % polyuréthane)
- [PVC](#) (30 % polyester, 70 % PVC).

Egalement disponibles en deux versions : protection unilatérale (un seul côté de la barrière) et bilatérale (des deux côtés de la barrière)

Intérieur en mousse, sangles en nylon et fermetures à boucles.

Caractéristiques de ces protections pour barrière de lit :

- Imperméable
- Anti-allergique
- Entretien minimal
- Nettoyage à la main avec un chiffon humide
- Nettoyage en machine à 90°, tolère le sèche linge
- Ne supporte pas l'eau de javel

Spécificités techniques

EAN 8435413716040

TVA 20 %

Dim (L x l) 190 x 35 cm

Condit.	À l'unité
Désign.	Protège un coté de la barrière