



Desserte à roulettes - Chariot repas entièrement réglable noir Homecraft

Réf : 091100585

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce chariot repas est entièrement réglable pour diverses utilisations possibles. Les hauteurs de poignées et le plateau sont ajustables afin que le chariot à roulettes puisse être utilisé par un maximum de patients. Ses grandes roulettes Ø 102mm permettent une grande manoeuvrabilité. Vendu en kit, ce chariot repas Homecraft se monte très facilement sans outil.

Spécificités techniques

EAN	5028318029402
TVA	20 %
Haut. Poignées	88.9 à 102.5 cm
Haut. mini-maxi	67.9 à 83.8 cm
Plateau	45 x 45 cm
Poids	9 kg