



Podoscope à éclairage tangentiel - 9 W

Réf : LTA008



Description du produit

Utilisé en podologie pour établir un diagnostic clinique du pied, il observe les appuis digitaux, le talon et la bande externe du pied.

Caractéristiques :

- Puissance de 9 Watts
- Durée de vie de 10 000 h
- Rayon d'action : 1 100 mm, hauteur réglable de 70 à 170 cm
- Garantie 1 an

Spécificités techniques

TVA	20 %
Alim.	220-240V / 50-60 Hz
Dim. (L x l x h)	45 x 40 x 12.5 cm

Poids

8,5 kg