

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Toilettes et incontinence](#) > [Chaises percées et accessoires](#)



Coussin pour chaise percée en U

Réf : 091161405

Description du produit

Fabriqué avec une housse perméable et garnie de fibres, ce coussin pour chaise percée est extrêmement confortable et convient à la plupart des chaises percées. Le coussin est maintenu en place sur la chaise avec des attaches à crochets et à boucles.

Spécificités techniques

EAN	5028318888962
TVA	20 %
Dim (L x l x h)	45 x 45 x 5 cm
Poids	400 g