

[Aides à la mobilité](#) > [Cannes, béquilles et accessoires](#) > [Béquilles](#)



Béquille enfant Tiki - Turquoise & Violet

Réf : HE200510

Marque : Herdegen

Description du produit

Ludique avec ses couleurs panachées, et adaptable à toutes les morphologies des enfants et des adolescents, la béquille Tiki possède un double réglage.

La poignée comme les tubes s'ajustent en hauteur pour s'adapter à tous les enfants et adolescents. Testée et certifiée 100 kg par canne. Fabrication française.

Spécificités techniques

TVA	10 %
Couleur	Turquoise & Violet
Ø tube	18 cm
Haut. Réglable mini-maxi	55 - 77 cm
Poids maximum	100 kg