

Maintien A Domicile > Mobilité et Transfert de la personne > Béquilles

Maintien A Domicile > NOUVEAUTES > Mobilité et Transfert de la personne

Béquille Advance bi-matières - Herdegen

● disponible sous 10 jours

Innovation mondiale et exclusive "made in France", la poignée bi-matière de la béquille Advance est injectée en polypropylène et surmoulée avec un élastomère, pour lui donner une souplesse et une résistance inégalées.

Testée et certifiée à 140 kg par un laboratoire Européen indépendant, la béquille Advance se décline en différentes couleurs et se règle facilement en hauteur à l'aide d'un clip sécurité.

Conditionnement à l'unité.



Béquille Advance bi-matières - Herdegen - **HE200913**

● disponible sous 10 jours

TVA : 10 % • LPPR : 1296787 (12.2 € TTC)

Haut. Réglable mini-maxi : 77 - 98 cm • Couleur : **Bleu** • Ø
tube : 1.8 cm • poids maximum : 140 kg

9 € TTC