



## Siège de bain pivotant inox - Herdegen

Réf : HE540285

Marque : Herdegen

### Description du produit

Les sièges de bain pivotant Herdegen sont dotés d'un système de réglage stabilisateur pour s'installer aisément et en toute sécurité sur les bords de la baignoire. La rotation des accoudoirs se bloque à l'aide d'une manette de verrouillage (de 90° en 90°) située sous l'assise. Ces sièges de bain pivotant supportent jusqu'à 130 kg. Ces sièges de bain restent stables pendant l'utilisation car ils sont dotés d'un système de réglage stabilisateur.

#### Caractéristiques de ce siège de bain :

- En acier inoxydable
- Siège profilé qui épouse les formes du bas du dos
- Garantie 2 ans

### Spécificités techniques

TVA	20 %
Larg. maxi	(ext. baignoire) 70 cm
Matériau	Acier inox traité époxy
Haut. Totale	52.3 cm
Haut.	(assise) 34 cm
Larg.	(assise) 40 cm
Prof.	(assise) 40 cm

Larg. Totale	72 cm
Haut. Dossier	34 cm
Poids	4,2 kg
Poids maximum	100 kg