

Appareil à ultrason Sono One - Zimmer

Réf : Z1071



Description du produit

Cet appareil à ultrason Sono One a pour particularité de pouvoir facilement se transporter. Toujours prêt à l'utilisation, son format "de poche" propose une belle efficacité.

Caractéristiques de cet appareil à ultrason :

- Fréquences : 1 et 3 MHz
- Formes d'ultrasons :
 - Continue
 - Pulsée, fréquences d'impulsion réglables : 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz
 - Acteur de durée d'impulsion : 1:1, 1:2, 1:5, 1:10
- Surface de la tête ultrason : 5 cm², Aer = 3 cm²
- Intensité : Max 3 W/cm²
- Niveaux d'intensité : 0.1 W/cm² jusqu'à 3 W/cm² par pas de 0.1 W/cm²
- 1 Connecteur pour tête ultrason

Spécificités techniques

TVA	0 %
Dim. (L x l x h)	13.8 x 23.8 x 9.5 cm
Poids	1 kg