



Station d'exercice THERABAND®

Réf : 4665006639

Marque : THERABAND®



Description du produit

Cette station d'exercice THERABAND est très pratique car elle est ultra compacte

La station d'exercice THERABAND a été conçue pour combiner l'utilisation des produits élastiques de musculation et le fitness THERABAND avec les ballons de gym et les coussins d'équilibre stability trainer

La station THERABAND présente un grand logement central pour recevoir les ballons de gym THERABAND® et les produits d'équilibre.

Caractéristiques de la station d'exercices THERABAND:

- Elle possède 6 points d'accrochage pour fixer les tubes élastiques de musculation
- La construction solide en polyéthylène est conçue pour un usage intensif et sa couleur granite s'harmonise avec la plupart des cliniques et centres de fitness
- Les 10 pieds en caoutchouc sur le dessous évitent un glissement sur les sols lisses
- Elle est assez légère pour être transportée facilement et peut être empilée pour gagner de la place

Sont inclus dans la station d'exercices THERABAND :

Un set de tubes élastiques de musculation THERABAND® en deux exemplaires de 30cm, 45cm et 60cm en rouge, vert et bleu, 1 barre d'exercices, 2 poignées THERABAND®, 2 sangles THERABAND® Assist™

Accessoires optionnels pour la station d'exercices THERABAND:

- Les [ballons de gym](#) peuvent être utilisés pour la musculation du tronc, l'élongation et les exercices d'équilibre
- Les [coussin de stabilité stability trainer THERABAND®](#) (dur, mou et extra-mou), les planches d'oscillation et à bascule permettent un entraînement d'équilibre progressif
- Les [poids de musculation souples THERABAND®](#) peuvent être utilisés à la place des tubes pour la musculation
- Les [systèmes de fixation sur porte THERABAND®](#) permettent une fixation alternative particulièrement adaptée pour les exercices de musculation du haut du corps

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

TVA	20 %
-----	------

Poids	6 kg
-------	------