



## Orthèse d'extension de doigt Sof-Stretch™ Rolyan®

Réf : 081304724

Marque : Rolyan®

### Description du produit

#### Caractéristiques :

- Fournit une force dynamique pour aider l'extension de la 1ère interphalangienne avec une extension minimum de l'articulation MCP
- Idéale en cas de raideur de l'IPP et de syndrome de la boutonnière
- Un "P" sur le coussinet proximal indique qu'il faut appliquer l'orthèse avec le "P" près de la paume
- Des fils à revêtement plastifié simplifient la modification de la largeur du doigt et la fluctuation des oedèmes
- Le coussinet distal profilé répartit uniformément la pression, assurant un contact de surface total
- Lavable à la main
- Séchage à l'air

**Pour déterminer la taille**, tendre le doigt correspondant de la main non atteinte, et mesurer la distance entre le pli palmaire distal et le pli distal du doigt.

### Spécificités techniques

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EAN  | 5028318374779                                                                 |
| TVA  | 5.5 %                                                                         |
| LPPR | Code générique: 2156864 (16.68 € TTC), Code individuel: 7181281 (16.68 € TTC) |

|           |           |
|-----------|-----------|
| Taille    | L         |
| Long.     | 8,9cm     |
| Couleur   | Blanc     |
| Condit.   | à l'unité |
| Top vente | Oui       |