



## Orthèse d'extension courte de doigt Sof-Stretch™ Rolyan®

Réf : 081304948

Marque : Rolyan®

### Description du produit

- Fournit une force dynamique pour aider l'extension de la 1ère interphalangienne sans limiter le mouvement total de l'articulation MCP
- Idéale en cas de raideur de l'IPP et de syndrome de la boutonnière
- Le coussinet distal profilé réduit la pression en offrant un contact de surface total sur la phalange du milieu, répartissant uniformément la pression
- Un "P" sur le coussinet proximal indique qu'il faut appliquer l'orthèse avec le "P" près de la paume
- Réglage en fonction de la largeur du doigt
- Des fils à revêtement plastifié simplifient la modification de la largeur du doigt et la fluctuation des oedèmes
- Lavable à la main
- Séchage à l'air
- Pour déterminer la taille, tendre le doigt correspondant de la main non atteinte, et mesurer la distance entre le pli de l'articulation MCP et le pli distal du doigt sur la face palmaire

### Spécificités techniques

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EAN    | 5028318374991                                                                 |
| TVA    | 5.5 %                                                                         |
| LPPR   | Code générique: 2156864 (16.68 € TTC), Code individuel: 7181281 (16.68 € TTC) |
| Taille | M                                                                             |

|           |       |
|-----------|-------|
| Long.     | 5,1cm |
| Couleur   | Noir  |
| Top vente | Oui   |