





Bandes élastiques de musculation 2,5m avec pochette de transport THERABAND®

Réf : 091546092

Marque : THERABAND®



Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	allongement 100%	Augmentation de la résistance
	Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%
	Extrêmement Elevée	10.2 lbs 4.6 kg	40%
	Elevée	7.2 lbs 3.3 kg	25%
	Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	25%
	Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%
	Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%
	Faible	3 lbs 1.3 kg	25%
	Extra faible	2.4 lbs 1 kg	—

Description du produit

- Livret d'exercices livré avec les bandes élastiques THERABAND
- Bandes élastiques livrées avec une pochette de transport avec fermeture éclair
- Système d'entraînement basé sur la résistance progressive, un code couleur suivant la résistance des bandes de

musculature vous aiguille pour faire le bon choix de bande élastique

- Economiques, portables et polyvalentes, les bandes élastiques THERABAND® en latex améliorent la musculature, la mobilité et la souplesse
- Des exercices scientifiquement conçus sont utilisés pour la réhabilitation après des blessures, pour l'amélioration des capacités fonctionnelles des personnes âgées, les performances athlétiques et le traitement de nombreuses maladies chroniques
- Bandes élastiques de 2.5m vendues à l'unité

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	00087453121940
TVA	20 %
Résist.	Vert - Forte - 2.1 kg
Couleur	Vert
Long.	2,5m