



Bandes élastiques de musculation 2,5m avec pochette de transport THERABAND®

Réf : 091546100

Marque : THERABAND®



Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	allongement 100%	Augmentation de la résistance
	Maximale	14,2 lbs 6,5 kg	40%
	Entraînement Elevé	10,2 lbs 4,6 kg	40%
	Elevée	7,3 lbs 3,3 kg	25%
	Extra Forte	5,8 lbs 2,6 kg	25%
	Forte	4,8 lbs 2,1 kg	25%
	Moyenne	3,7 lbs 1,7 kg	25%
	Faible	3 lbs 1,3 kg	25%
	Extra faible	2,4 lbs 1,1 kg	—

Description du produit

- Livret d'exercices livré avec les bandes élastiques THERABAND
- Bandes élastiques livrées avec une pochette de transport avec fermeture éclair
- Système d'entraînement basé sur la résistance progressive, un code couleur suivant la résistance des bandes de

musculature vous aiguille pour faire le bon choix de bande élastique

- Economiques, portables et polyvalentes, les bandes élastiques THERABAND® en latex améliorent la musculature, la mobilité et la souplesse
- Des exercices scientifiquement conçus sont utilisés pour la réhabilitation après des blessures, pour l'amélioration des capacités fonctionnelles des personnes âgées, les performances athlétiques et le traitement de nombreuses maladies chroniques
- Bandes élastiques de 2.5m vendues à l'unité

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	00087453121957
TVA	20 %
Résist.	Bleu - Extra forte - 2.6 kg
Couleur	Bleu
Long.	2,5m