



Dynamomètre de main hydraulique Jamar®

Réf : 081028935

Marque : Jamar

Description du produit

Le dynamomètre de main hydraulique Jamar est depuis plus de 40 ans la norme industrielle pour le regroupement de données de force de préhension.

Ce dynamomètre médical est une référence car c'est un outil indispensable pour le recueil de données exactes et objectives. Il affiche la force de préhension lors d'un suivi continu ou lors de la 1ère consultation de patients avec un trauma de la main et un dysfonctionnement. Les résultats du dynamomètre Jamar sont fiables, précis et reproductibles pour des années de service.

Ce dynamomètre médical présente de nombreuses caractéristiques avantageuses :

- Lecture à double échelle - affiche la force de préhension en livres et en kilogrammes jusqu'à un maximum de 200 livres ou 90 kilogrammes
- Aiguille de retenue de valeur maximale - permet de conserver automatiquement la valeur de la lecture la plus haute jusqu'à ce qu'il soit réinitialisé. Parfait pour un enregistrement facile
- Précis et reproductible - le dynamomètre à main JAMAR est d'utilisation isométrique et ne permet presque aucun mouvement perceptible des poignées, indépendamment de la force de préhension. Possédant une saisie confortable, il permet d'assurer des résultats précis et reproductibles
- Poignée facilement ajustable dans 5 positions de préhension de 3,5 à 8,7cm par incréments de 1,3cm
- Vendu dans une valise de transport/rangement, et une notice d'utilisation en anglais
- Garantie de 1 an (ne couvre pas le calibrage)
- Jauge solide en acier inoxydable recouverte d'une protection en caoutchouc résistante aux chocs
- Une sangle de poignet prévient les dommages causés par la chute

Spécificités techniques

EAN	5028318244812
TVA	20 %
Désign.	Dynamomètre de main hydraulique Jamar®
Top vente	Oui