



Bain de Paraffine TheraBath® avec cire de paraffine

Réf : 091141951



Description du produit

L'utilisation d'un bain de paraffine procure un soulagement symptomatique de la douleur causée par une arthrite diagnostiquée médicalement, une bursite ou une inflammation articulaire chronique.

Un soin de paraffine décontracte les muscles, soulage les raideurs articulaires et les spasmes musculaires, et stimule la circulation. Peut être prescrit comme traitement après fracture ou luxation, entorse ou foulure, pour une mobilité réduite consécutive à un tissu cicatriciel et pour d'autres affections où l'application de chaleur est indiquée.

Couramment utilisé avant exercice et massage thérapeutiques, ce bain de paraffine peut être prescrit pour certaines

affections vasculaires périphériques. Consulter votre médecin pour toute question.

Cliquez ici pour retrouver les > [différentes cires de paraffine](#).

Caractéristiques du bain de paraffine TheraBath :

- Appareil robuste destiné aux hôpitaux
- Livré avec 6 sachets de billes de paraffine
- Peut fonctionner pendant 24 heures
- Un côté est plus large pour pouvoir poser confortablement les mains, les pieds, les coudes
- Puissance 110-156 Watts
- Adaptateur Europe
- Garantie 1 an

Spécificités techniques

EAN	5028318401895
TVA	20 %
Capacité	9 litres
Dim. (L x l x h)	36.5 x 20 x 19 cm
Poids	2,04 kg
Top vente	Oui