



## Ballon de Gym ABS THERABAND®

Réf : 091342328

Marque : THERABAND®

### Description du produit

- Les ballons d'exercice THERABAND™ avec système ABS (anti-éclatement) procurent une marge de sécurité supplémentaire, même lors d'un usage dynamique
- Conçus pour résister à de très fortes pressions, les ballons de fitness ABS sont munis d'un système de sécurité assurant un dégonflage très lent en cas de perforation
- Chaque ballon de fitness est livré avec deux bouchons
- Les ballons d'exercice sont disponibles en 5 diamètres pour s'adapter aux différentes tailles des utilisateurs

#### Taille du ballon recommandée

##### Si vous mesurez :

< 155 cm  
156 à 165cm  
166 à 178cm  
179 à 204cm  
205cm et +

##### Utilisez

un ballon de gym jaune (ø 45cm)  
un ballon de gym rouge (ø 55cm)  
un ballon de gym vert (ø 65cm)  
un ballon de gym bleu (ø 75cm)  
un ballon de gym argent (ø 85cm)

Avertissement : Le ballon d'exercice doit être placé sur un sol rembourré comme le tapis d'exercice THERABAND® car le ballon peut glisser sur un tapis ou un plancher ciré.

### Spécificités techniques

EAN 00087453230215

TVA 20 %

|               |                |
|---------------|----------------|
| Ø             | Rouge - 55cm   |
| Taille        | de 1m56 à 1m65 |
| Couleur       | Rouge          |
| Poids maximum | 300kg          |
| Top vente     | Oui            |