



Ballon de Gym ABS THERABAND®

Réf : 091342344

Marque : THERABAND®

Description du produit

- Les ballons d'exercice THERABAND™ avec système ABS (anti-éclatement) procurent une marge de sécurité supplémentaire, même lors d'un usage dynamique
- Conçus pour résister à de très fortes pressions, les ballons de fitness ABS sont munis d'un système de sécurité assurant un dégonflage très lent en cas de perforation
- Chaque ballon de fitness est livré avec deux bouchons
- Les ballons d'exercice sont disponibles en 5 diamètres pour s'adapter aux différentes tailles des utilisateurs

Taille du ballon recommandée

Si vous mesurez :

< 155 cm
156 à 165cm
166 à 178cm
179 à 204cm
205cm et +

Utilisez

un ballon de gym jaune (ø 45cm)
un ballon de gym rouge (ø 55cm)
un ballon de gym vert (ø 65cm)
un ballon de gym bleu (ø 75cm)
un ballon de gym argent (ø 85cm)

Avertissement : Le ballon d'exercice doit être placé sur un sol rembourré comme le tapis d'exercice THERABAND® car le ballon peut glisser sur un tapis ou un plancher ciré.

Spécificités techniques

EAN	00087453230413
-----	----------------

TVA	20 %
-----	------

Ø	Bleu - 75cm
Taille	de 1m79 à 2m02
Couleur	Bleu
Poids maximum	300kg
Top vente	Oui