



Poulie d'épaule Rolyan®

Réf : 091259555

Marque : Rolyan®

Description du produit

Cette poulie d'épaule Rolyan est très facile d'utilisation. La poulie d'épaule se monte sur une porte ou toute autre tête de montage. Son utilisation permet aux patients d'améliorer leur gamme de mouvements et aide à l'étirement de la partie supérieure du corps.

Cette poulie de musculation s'utilise à domicile ou en clinique dans la prévention et la rééducation des blessures d'épaule.

Ce kit inclus : la poulie d'épaule, les poignées, la corde en nylon, le support de porte et une notice illustrée.

Spécificités techniques

EAN	5028318954377
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------