




Poulie d'épaule aérienne

Réf : 081297167

Marque : Rolyan®



Description du produit

Cette poulie d'épaule aérienne est très simple d'utilisation. C'est une poulie de musculation légère et compact utilisée pour renforcer les épaules affaiblies et augmenter l'amplitude de mouvements des membres supérieurs.

Caractéristiques de cette poulie d'épaule aérienne :

- Innovant, le système est équipé d'un arrêt pour bloquer la poulie
- Réglable en long. pour s'adapter rapidement aux besoins des patients
- Pour portes standard et épaisses

Spécificités techniques

EAN	5028318372287
TVA	20 %
Fixation	Par sangle
Top vente	Oui

