



Tubes élastiques de musculation THERABAND®

Réf : 091342666

Marque : THERABAND®



Système de Trusted Progression™

Codeur	Résistance	allongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%	
Extrêmement Elevée	10.2 lbs 4.6 kg	40%	
Elevée	7.5 lbs 3.3 kg	25%	
Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	25%	
Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%	
Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%	
Faible	3 lbs 1.3 kg	25%	
Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—	

Description du produit

- Les tubes élastiques de musculation THERABAND® sont fabriqués en latex
- Ils sont disponibles en 7 niveaux de résistance progressive et en 2 longueurs
- Les tubes élastiques de fitness sont vendus dans une boîte distributrice
- Conçus pour les exercices de la partie supérieure du corps et la rééducation

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée. Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	4260071630827
TVA	20 %
Couleur	Rouge
Long.	7,5 m
Résist.	Rouge - Moyenne
Top vente	Oui