

Flexbar® THERABAND®

Réf : 091342583

Marque : THERABAND®



Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%	
Entraînement Élevé	10.2 lbs 4.6 kg	40%	
Élevé	7.5 lbs 3.3 kg	25%	
Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	25%	
Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%	
Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%	
Faible	3 lbs 1.3 kg	25%	
Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—	

Description du produit

Le Flexbar de THERABAND est un exerciceur léger et facile à transporter. Le Flexbar a pour avantage d'être facile à tenir pour un entraînement ou une rééducation des mains, des poignets, des avant-bras et des épaules.

Chaque barre d'exercice Flexbar mesure 30cm et est disponible en 4 diamètres a des niveaux de résistance croissants.

Force requise pour plier le Flexbar en forme de "U" :

- Jaune 2,5kg
- Rouge 4,5kg
- Vert 7kg
- Bleu 11kg

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	00087453123456
TVA	20 %
Résist.	Rouge - Faible
Couleur	Rouge
Top vente	Oui