

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Sièges de bain](#)



Tabouret réducteur de baignoire Savannah™ - 15 cm

Réf : 091072792

Marque : Homecraft



Description du produit

Ce siège de bain en plastique moulé de couleur blanche est très robuste et possède un design de ventouse innovant pour une sécurité maximale dans l'eau. Il surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

Le siège de bain a des trous pour le drainage et une coupe partielle pour faciliter le nettoyage intime. Ce siège pour baignoire est profilé pour plus de confort et est disponible en deux hauteurs. Il peut être acheté en tant que produit assemblé à hauteur fixe ou sous forme de kit facile à assembler pour donner la hauteur souhaitée.

Caractéristiques de ce siège de bain :

- Matériau plastique polypropylène
- Solide
- Assise perforée

Spécificités techniques

EAN

5028318002139

TVA	20 %
Modèle	Bas
Haut. Siège	15 cm
Dim. (L x l) Siège	40 x 24 cm
Empreinte au sol (mesure au milieu des ventouses)	26,5 x 23,5 cm
Empreinte au sol (mesure à l'ext. des ventouses)	33 x 30 cm
Couleur	Blanc
Poids	790 g
Poids maximum	190 kg