

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Sièges de bain](#)



Tabouret réducteur de baignoire Savannah™ - 15/20 cm

Réf : 091072818

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce siège de bain en plastique moulé de couleur blanche est très robuste et possède un design de ventouse innovant pour une sécurité maximale dans l'eau. Il surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

Le siège de bain a des trous pour le drainage et une coupe partielle pour faciliter le nettoyage intime. Ce siège pour baignoire est profilé pour plus de confort et est disponible en deux hauteurs. Il peut être acheté en tant que produit assemblé à hauteur fixe ou sous forme de kit facile à assembler pour donner la hauteur souhaitée.

Caractéristiques de ce siège de bain :

- Matériau plastique polypropylène
- Solide
- Assise perforée

Spécificités techniques

EAN	5028318002221
TVA	20 %
Modèle	Kit
Haut. Siège	15cm / 20cm

Dim. (L x l) Siège	40 x 24cm
Empreinte au sol (mesure au milieu des ventouses)	26,5 x 23,5cm
Empreinte au sol (mesure à l'ext. des ventouses)	33 x 30cm
Couleur	Blanc
Poids	900g
Poids maximum	190kg