

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Sièges de bain](#)



Banc de transfert de baignoire Comfy Homecraft

Réf : 091075662

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce banc de transfert de baignoire possède un siège extra-large rembourré pour faciliter les transferts dans un confort maximal. Ce banc de transfert possède 4 pieds, dont 2 se positionnent dans la baignoire. Une fois sur le siège, l'utilisateur se sent en sécurité et bénéficie de beaucoup de place pour bouger lors du transfert.

Ce banc de transfert de baignoire possède une assise scindée en deux compartiments qui facilite l'évacuation de l'eau.

Caractéristiques de ce banc de transfert de baignoire :

- Sécurisant
- Très confortable
- Dossier capitonné pour plus de confort et de stabilité
- Poignée d'aide au transfert latéral
- Cadre en aluminium solide et léger
- Dossier et poignée modulables pour un positionnement à droite ou à gauche
- Embout en plastique antidérapant à chaque extrémité des pieds

Spécificités techniques

EAN	5028318008148
TVA	20 %
Couleur	Gris

Dim. (L x l) Siège	40 x 40 cm (2 boudins)
Larg. Totale	73 cm
Haut. Totale	92 à 104 cm
Prof. Totale	48 cm
Haut. Siège	55 à 69 cm
Dégagement depuis le sol	58 cm maxi
Poids	5,8 kg
Poids maximum	120 kg
Top vente	Oui