



Siège de douche mural rembourré Tooting avec découpe frontale - Homecraft

Réf : 091076884

Marque : Homecraft

Description du produit

Ce siège de douche mural est très pratique puisqu'il peut être rabattu lorsqu'il n'est pas utilisé pour gagner de l'espace. Il possède deux pieds réglables en hauteur à l'avant pour fournir un soutien et une stabilité supplémentaires.

Caractéristiques de ce siège de douche mural :

- Cadre solide en plastique, aluminium et acier
- Assise rembourrée de mousse confortable
- Découpe frontale qui facilite la toilette intime
- Pieds ajustables par système de clips (deux hauteurs)
- Embouts antidérapants à l'extrémité des pieds pour plus de sécurité

Spécificités techniques

EAN	5028318385676
TVA	20 %
Couleur	Gris
Haut. mini - maxi	Siège 48,5 - 59cm
Dim. (L x l)	Siège 39 x 33cm

Poids	4,8kg
Poids maximum	159kg